



دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشکده داروسازی
گروه فارماکوگنوزی

راهنمای آزمایشگاه فارماکوگنوزی



روش کار فارماکوگنوزی ۲

بنام خدا

مقررات کار در آزمایشگاه
لطفاً نکات زیر را بدقت مطالعه و اجرا نمایید.


- ۱- به طور مرتب و در ساعات تعیین شده در آزمایشگاه حاضر شوید.
- ۲- برای ورود به آزمایشگاه پوشیدن روپوش الزامیست.
- ۳- قبل از شروع به کار، دستور العمل مربوط به آن را بدقت مطالعه کنید و بعد از پایان کار عملی در هر جلسه نتایج آزمایش هر جلسه را بصورت کتبی تهیه کنید و در همان جلسه به مسئول آزمایشگاه تحویل دهید.
- ۴- قبل از استفاده از هرگونه مواد شیمیایی برچسب روی شیشه را بدقت بخوانید.
- ۵- درب شیشه حاوی مواد شیمیایی را بلافاصله پس از استفاده ببندید و آنرا در جای خود قرار دهید.
- ۶- مواد شیمیایی اضافی را که در بشر یا وسیله دیگری باقی مانده است به شیشه اولیه آن برنگردانید.
- ۷- هر گاه روی میز یا کف آزمایشگاه و یا لباس کار خودتان مواد شیمیایی ریخت فوراً آنرا با مقدار زیادی آب بشوئید تا کاملاً پاک شود.
- ۸- اگر هرگونه حادثه ای برای شما رخ داد، جریان را به مسئول آزمایشگاه اطلاع دهید.
- ۹- برای کار کردن با مواد، گازها و حلال های بودار و سمی حتماً باید آزمایش را در محفظه مجهز به هواکش (هود) انجام دهید.
- ۱۰- رسوبات و کاغذ صافی را در سطل مخصوص زباله بریزید.
- ۱۱- قبل از ترک آزمایشگاه وسایل و میز خود را کاملاً تمیز نمایید.

تعیین مقدار گلیسیریزین در شربت شیرین بیان (به طریقه وزنی)

گلیسیریزین، گلوکوزید اسید گلیسیریتینیک می باشد که در ریشه و ریزوم خشک گیاه گلیسیریزا گلابرا (*Glycyrrhiza glabra*) یا شیرین بیان وجود دارد و در اثر هیدرولیز ایجاد اسید گلیسیریتینیک و ۲ مولکول قند (اسید گلوکورنیک) می نماید.

روش کار

۵۰ ml از شربت شیرین بیان را به یک بشر منتقل کنید. با افزودن ۱۶ml اسید سولفوریک رقیق ۲۵٪ (به صورت قطره قطره) رسوبی حاصل می شود. رسوب را به کمک قیف بوخزر جدا کرده و با آب مقطر بشوئید تا آب حاصل از شستشو خنثی گردد (تست با کاغذ یونیورسال). آنگاه رسوب را جمع آوری و در ۱۰ml آمونیاک غلیظ حل نموده و در اتو ۴۰ درجه ی سانتیگراد خشک کنید، و سپس درصد گلیسیریزین به دست آمده را گزارش نمایید.



Glycyrrhizinic acid

(Glycyrrhizin=mixture of calcium and sodium salts of glycyrrhizinic acid)

استخراج اسید سیتریک از آبلیمو


اسیدهای گیاهی به مقدار فراوان در گیاهان به صورت آزاد و یا ترکیب با مواد معدنی یا ترکیبات آلی (املاح آلکالوئیدی) یا به صورت استر یافت می شوند نسبت به تعداد گروه های کربوکسیل آنها را به اسیدهای یک ظرفیتی، دو ظرفیتی و یا چندظرفیتی تقسیم می کنند. این اسیدها در واکنش های تنفسی سلول های گیاهی نقش داشته، بعضی مانند اسیدهای سیتریک و مالئیک و سوکسینیک به غلظت نسبتاً زیادی در بافت های گیاهی یافت می گردند و برخی دیگر که کمتر معروفند مانند اسید آلفا-کتوگلووتاریک و اسید سیس-آکونی تیک، به مقادیر کمتری وجود دارند. اسید سیتریک، اسید آلی است که با فرمول مولکولی $C_6H_8O_7$ شناخته می شود. شکل ظاهری این ترکیب به صورت پودر جامد، کریستالی و سفیدرنگی است قدرت اسیدی این ترکیب زیاد است و یکی از فراوان ترین اسیدهای موجود در گیاهان بوده و در مقدار زیادی از گیاهان، میوه ها و همچنین در بافت های حیوانی وجود دارد. اسید سیتریک را می توان از میوه مرکبات به صورت ملح کلسیم کم محلول جدا نمود این اسید دارای خاصیت حلالیت غیرعادی بوده به طوریکه حلالیت ملح آن در اثر افزایش درجه حرارت کاهش می یابد. درصد اسید سیتریک در آبلیمو به طور متوسط پنج تا شش درصد است.

روش کار


مقدار ۵۰ ml آبلیمو را در یک بشر ۵۰۰ ریخته و به آن محلول ۱۰٪ سود افزوده (حدوداً ۱۵ میلی لیتر) و تکان داده تا محلول قلیائی شود (تست با کاغذ تورنسل). تغییر رنگ مشخصی در این مرحله حاصل شده و رنگ محلول از زرد روشن به قهوه ای مبدل می شود. حجم محلول را با مزور اندازه گرفته و سپس آن را داخل یک بشر ریخته و به ازای هر ۱۰ ml از محلول صاف شده، ۵ ml محلول ۱۰٪ کلرید کلسیم به آن بیافزائید و مرتب آن را با میله شیشه ای هم زنید، سپس محلول را روی هات پلیت قرار داده تا بجوش آید و رسوب متراکم سیترات کلسیم را هنگامیکه محلول هنوز داغ است به کمک خلأ صاف کنید. رسوب حاصله را با مقدار ۲۰ ml آب جوش شسته و سپس آنرا در مقدار کمی آب سرد حل کرده و سپس حرارت دهید تا بجوش آید و یک کاغذ صافی را وزن کرده و مجدداً رسوب را بوسیله خلأ صاف و جمع کنید. رسوب حاصل را پس از قرار دادن در آون خشک نمایید و وزن رسوب را محاسبه کنید. اسید سیتریک را می توان از سیترات حاصله به روش زیر تهیه نمود:

رسوب وزن شده را ، در یک بشر ریخته و طبق معادله واکنش، مقدار اسید سولفوریک نرمال مورد نیاز را محاسبه نمایید و به آن بیافزائید. سپس رسوب را توسط کاغذ صافی جدا نمایید. و محلول حاصل را در یک پلیت وزن شده ریخته و روی بن ماری قرار دهید تا کاملاً خشک شود و کریستال های اسید سیتریک تشکیل گردد. مقدار درصد اسید سیتریک را در محلول اولیه محاسبه نمایید.

(۱) معادله واکنش اسید سیتریک با کلرید کلسیم



(۲) معادله واکنش سیترات کلسیم با اسید سولفوریک



Calcium citrate $M_w = 498$

Sulfuric acid $M_w = 98$

آنالیز کیفی و کمی مان ترنجبین

ترنجبین مان حاصل از گیاه خارشتر می باشد که یک محصول فرعی طبیعی کربوهیدراتی است. این مان نتیجه فعالیت یک حشره ویژه روی برگ ها و سرشاخه های گیاه خارشتر با نام علمی *Alhagi pseudohagi* (M.B.) Desv. از خانواده ی نخودیان (Leguminosae) است. ترنجبین از نظر ظاهری به صورت ترشحات گلوله ای شکل ریز و سفید رنگ یا زرد و یا کمی متمایل به قهوه ای است و در صورت ناخالص بودن می توان خارهای نوک تیز و نیز میوه های قرمز رنگ و تسبیحی شکل گیاه را در نمونه دید. به عنوان تقلب قند یا شکر و یا فرآورده های آنها را به صورت قطعاتی شبیه به مان اصلی در آورده و با آن مخلوط می کنند. این مان به دلیل دارا بودن ترکیبات قندی مختلف طعم شیرینی دارد.

روش کار

الف) آنالیز کیفی

- ۱- تهیه عصاره: به منظور بررسی کیفی مان ترنجبین از روش Co-TLC با قندهای استاندارد استفاده می شود.
- بدین منظور ۷/۵g ترنجبین دست چین شده را در یک بشر ۱۰۰ml بریزید و به آن ۷۵ ml آب مقطر اضافه کنید و خوب بهم بزنید و سپس توسط قیف بوختر صاف نمایید. محلول حاصل را روی بن ماری تغلیظ نمائید تا خشک شود و سپس وزن نمائید. عمل خشک کردن را ۳ بار انجام دهید تا وزن تثبیت گردد. (این نمونه از قبل آماده شده است).
- ۲- محلول تست: ۰/۴g از عصاره را در ۵ml آب مقطر حل کنید.
- ۳- محلول های شاهد: ۰/۴g از هر یک از قندهای استاندارد گلوکز و ساکارز را در ۵ml آب مقطر حل کنید. (این نمونه از قبل آماده شده است).
- ۴- فاز متحرک: n- بوتانول - اسید استیک - دی اتیل اتر - آب (۹:۶:۳:۱)
- ۵- معرف: ۰/۵ml آنیزالدئید، ۹ml اتانول ۹۵٪، ۰/۵ ml اسید سولفوریک غلیظ و ۱ml اسید استیک گلاسیال را خوب با همدیگر مخلوط کنید معرف را به صورت تازه تهیه نمائید. (این نمونه از قبل آماده شده است).
- ۶- Co-TLC: از هر یک از محلول های تهیه شده به میزان تقریبی ۱۰ μL روی صفحه استاندارد TLC نوع سیلیکاژل GF₂₅₄ به صورت نقطه ای و به فاصله ۱cm از انتهای صفحه بکارید. توسط فاز متحرک کروماتوگرافی را تا ارتفاع ۱۵cm انجام داده و سپس آنرا خشک نمائید. روی صفحه TLC معرف را اسپری نمائید، در دمای آزمایشگاه خشک کنید و بمدت ۵ دقیقه در دمای ۱۱۰°C قرار دهید.

ب) آنالیز کمی


۰/۴g از عصاره ترنجبین را به یک بالون ژوژه ۵۰ml منتقل نموده و با آب مقطر به حجم برسانید. سپس ۲ml از محلول تهیه شده را به یک بالون ژوژه ۵۰ml منتقل نموده و با آب مقطر به حجم برسانید. غلظت محلول را بر حسب mg/ml محاسبه نمایید.

به روش فوق محلولی با غلظت ۰/۳۲mg/ml از گلوکز استاندارد تهیه نمایید. (این نمونه از قبل آماده شده است).

به ۱ml از محلول نمونه و استاندارد ۱ml محلول ۵w/v فنل اضافه کنید و خوب بهم بزنید و سپس ۵ml اسید سولفوریک غلیظ را به آرامی و بطور قطره قطره اضافه نمایید. محلول ها را ۱۰ دقیقه بدون حرکت نگه دارید و سپس آرام با کمک میله شیشه ای مخلوط نمایید. و مجدداً برای ۳۰ دقیقه بدون حرکت نگه دارید. ۱ حجم از محلول نمونه و استاندارد و بلانک را با ۱ حجم آب مقطر رقیق نمایید و جذب آنها را در طول موج ۴۹۰ نانومتر اندازه گیری کنید.

توجه نمائید مقدار جذب باید بین ۰/۱-۱ OD باشد.

جهت صفر نمودن دستگاه از محلول بلانک حاوی ۱ml آب مقطر، ۱ml محلول ۵w/v فنل و ۵ml اسید سولفوریک غلیظ استفاده کنید.



استخراج اسانس رازیانه و شناسایی اجزاء تشکیل دهنده آن

اسانس‌ها ترکیبات معطری هستند که در بخش‌های مختلف گیاهان وجود دارند و از آنجائی که در دمای معمولی و در مجاورت با هوای آزاد تبخیر می‌شوند لذا به آنها Volatile. Etheral oils یا Essential oils گفته می‌شود.

اسانس‌ها مخلوط‌های کمپلکسی از مواد مختلف می‌باشند اما اکثر ترکیبات موجود در اسانس از نظر بیوسنتزی جزء ترپنوئیدها (منو- و سزکویی ترپنوئیدها) هستند و گروه کوچکی از آنها جزء ترکیبات آروماتیک (فنیل پروپن‌ها) قرار دارند و لذا بطور کلی می‌توان گفت این گروه از ترکیبات طبیعی مخلوطی از هیدروکربن‌ها و مشتقات اکسیژنه آنها (الکل‌ها، کتون‌ها، آلدئیدها، اترها، اکسیدها ...) می‌باشند.

اسانس‌ها از نظر اجزاء تشکیل دهنده بسیار متفاوتند ولی دارای تعدادی خواص فیزیکی مشترک هستند چون: بوی مشخص، ضریب شکست، فعالیت نوری، عدم امتزاج با آب اما محلول در اکثر حلال‌های آلی.

روش‌های استخراج

روش‌های مختلفی جهت استخراج اسانس‌ها وجود دارد اما معمولی‌ترین روش تهیه اسانس بویژه در مورد اسانس‌های رسمی (official volatile oil) روش تقطیر (distillation) می‌باشد. تقطیر اسانس به دو روش با آب (water or hydrodistillation) و با بخار (Steam distillation) سال‌هاست که جهت تهیه اسانس‌های مختلف بکار می‌رود. در سطح آزمایشگاهی برای استخراج اسانس‌های سبکتر از آب از دستگاهی بنام کلونجر (Clevenger apparatus) استفاده می‌شود.


حاصل تقطیر (distillate) بدست آمده، مخلوطی از آب و اسانس است که معمولاً به صورت دو لایه مجزا جمع‌آوری می‌شود. اسانس‌ها در مجاورت با نور و اکسیژن اکسیده و تیره می‌شوند لذا به منظور جلوگیری از این امر باید آنها را در شیشه‌های تیره دردار و در محلی تاریک و خنک نگه‌داری نمود.

روش‌های جداسازی و شناسایی

امروزه کروماتوگرافی گازی (GC) متداول‌ترین شیوه جهت آنالیز اسانس‌هاست و بدین منظور از ستون‌های مختلف کاپیلاری با پلاریته‌های مختلف استفاده می‌شود. ساده‌ترین راه برای آنالیز و شناسایی اجزاء اسانس توسط GC استفاده از شاخص‌های خروج مواد از ستون می‌باشد که عبارتند از: زمان بازداری ($Retention\ time = Rt$) و شاخص بازداری کوواتس ($Kovat's\ Retention\ Index = KRI$).

استفاده از GC متصل به اسپکتروسکوپ جرمی (MS) ابزاری بسیار دقیق و قدرتمند به منظور شناسایی اجزاء تشکیل دهنده اسانس‌ها می‌باشد و امروزه بطور گسترده‌ای از دستگاه GC/MS در شناسایی ترکیبات اسانسی استفاده می‌شود.

اگرچه امروزه GC بطور گسترده ای در آنالیز ترکیبات اسانسی بکار می رود اما به هر حال TLC تکنیک ارزان و سریعی است که نیاز به تجهیزات پیچیده ندارد و در بررسی مقدماتی مواد اسانسی (مثلاً در فارماکوپه ها برای ارزیابی کیفیت و خلوص اسانس ها) کارآیی خوب و قابل توجهی دارد.



شکل دستگاه اسانس گیری (طول اندازه ها بر حسب واحد میلیمتر است)

روش کار

استخراج اسانس

میزان 50 g پودر میوه رازیانه را در یک بالون 1000ml ریخته و به آن 700ml آب اضافه نمائید و بعد از اتصال بالون به دستگاه کلونجر مدت 2 ساعت عمل اسانس گیری را انجام دهید. اسانس حاصل را از دستگاه خارج کنید و در ویال بریزید و با مقدار کافی سولفات سدیم انیدر آنرا خشک نمائید.

توجه: دقت نمائید که آگیری از اسانس به طور کامل و در نهایت دقت صورت گیرد.

شناسایی


الف) شناسایی مقدماتی کیفی

به منظور شناسایی اولیه ترکیبات موجود در اسانس از روش TLC استفاده می شود:

- ۱- تهیه محلول تست: 1ml اسانس را با 9ml تولوئن رقیق نمائید.
- ۲- فاز ساکن: صفحات استاندارد TLC نوع سیلیکاژل GF254
- ۳- فاز متحرک: تولوئن - اتیل استات (۷:۹۳)
- ۴- روش TLC: در حدود 5µl از محلول رقیق شده اسانس را روی پلیت TLC بصورت نقطه ای و به فاصله تقریباً 2cm از انتهای صفحه بکارید. توسط فاز متحرک کروماتوگرافی را تا ارتفاع تقریباً 15cm انجام دهید و سپس صفحه را خشک نمائید.
- ۵- ردیابی لکه ها: به سه روش صورت می گیرد:
 - استفاده از نور UV با طول موج 254nm
 - اسپری معرف وانیلین در اسید سولفوریک و متعاقب آن حرارت در 110°C برای 5 دقیقه
 - اسپری معرف ۲، ۴- دی نیتروفنیل هیدرازین.
- ۶- تهیه محلول شاهد: در صورتی که استانداردهای اجزاء اسانسی را در اختیار دارید، 5µl از محلول رقیق شده آنها (1 حجم از هر نمونه استاندارد را با 30 حجم تولوئن خوب مخلوط نمائید) را نیز مجاور لکه محلول تست بکارید و سپس کروماتوگرافی را انجام دهید.

ب) شناسایی کیفی و کمی

در این بخش به منظور جداسازی بهتر و شناسایی دقیق تر ترکیبات موجود در اسانس به ترتیب از روش GC و استفاده از ترکیبات استاندارد و شاخص های خروج مواد از ستون استفاده می شود و متعاقباً با کمک کروماتوگرام حاصل از GC و نمونه های استاندارد بعضی از مواد موجود در اسانس تعیین مقدار می گردند.



کروماتوگرام گازی اسانس رازیانه

جداسازی اسانس گل بابونه و تعیین میزان کامازولن با روش اسپکتروفتومتری

بابونه آلمانی (نام علمی: *Matricaria chamomilla*)، گیاهی است یک‌ساله، معطر و به ارتفاع ۲۰ تا ۴۰ سانتیمتر که به صورت خودرو در مزارع و کنار جاده‌ها می‌روید. ساقه آن دارای انشعاباتی است و برگ‌های آن بریدگی‌های باریک و دراز با ظاهر برگچه‌مانند دارد. بخش مورد استفاده این گیاه، کاپیتول‌های (مرکز گل گیاه) آن است که در فاصله ماه‌های اردیبهشت تا مهر ماه، آن را از ساقه جدا می‌کنند.

کاپیتول‌های این گیاه دارای اسانس هستند. این اسانس در حالت تازه دارای رنگ آبی تیره‌است

روش کار

الف) جداسازی اسانس‌های بابونه با روش تقطیر با آب

مقدار ۵ گرم نمک (کلرید سدیم) را در ۵۰۰ ml آب مقطر در یک بالون یک لیتری حل نموده و مقدار مشخص گل بابونه به آن اضافه کنید.

بالون را به دستگاه اسانس‌گیری وصل کرده و عمل تقطیر را برای مدت ۲ ساعت با سرعت ۳/۵ میلی لیتر در دقیقه انجام داده و از ۱ میلی لیتر نرمال پنتان (*n*-Pentan) بعنوان حلال آلی جهت جمع‌آوری اسانس در قسمت حبایدار دستگاه استفاده نمایید. بعد از گذشت زمان تقطیر، حرارت را متوقف کرده و بعد از مدت ده دقیقه اسانس همراه *n*-پنتان را به خارج هدایت کنید. بعد از تبخیر کامل *n*-پنتان در دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد، اسانس باقی‌مانده را تعیین وزنی نمایید.

ب) تعیین میزان کامازولن با روش اسپکتروفتومتری

برای تعیین میزان کامازولن در اسانس استخراج شده، اسانس را به یک بالن ژوژه ۵ میلی لیتری منتقل نموده و با دی‌کلرومتان به حجم برسانید. طول موج جذب حداکثر محلول تهیه شده را با دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین کنید و در پایان جذب محلول تهیه شده را در طول موج ۶۰۳ نانومتر و توسط کووت یک سانتی متری اندازه‌گیری نمایید. در صورتیکه جذب محلول مورد آزمایش در دستگاه بیشتر از ۰/۸ باشد محلول را به نسبت ۱:۱۰ با استفاده از دی‌کلرومتان رقیق کنید. در شرایطی که جذب کمتر از ۰/۱ باشد بایستی محلول را تغلیظ نمود. ثابت جذب مولار کامازولن $\epsilon = 420$

وزن مولکولی کامازولن $M_w = 184/3$ می‌باشد.

$$A = \epsilon \cdot c \cdot l$$

دانشکده داروسازی شهید بهشتی

ساعت ۱۶-۱۳

برنامه آزمایشگاه فارماکوگنوزی عملی - نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴

جلسه	تاریخ	آزمایش	استاد درس
اول	یکشنبه ۱۴۰۵/۱/۱۶ دوشنبه ۱۴۰۵/۱/۱۷	استخراج و تعیین مقدار گلیسیریزین از شیرین بیان	دکتر نیک آور
اول	شنبه ۱۴۰۵/۱/۲۲ یکشنبه ۱۴۰۵/۱/۲۳ دوشنبه ۱۴۰۵/۱/۲۴	استخراج و تعیین مقدار گلیسیریزین از شیرین بیان	دکتر نیک آور
دوم	یکشنبه ۱۴۰۵/۱/۳۰ دوشنبه ۱۴۰۵/۱/۳۱	شناسایی و تعیین مقدار قند در مان ترنجبین	دکتر مجاب
دوم	شنبه ۱۴۰۵/۲/۵ یکشنبه ۱۴۰۵/۲/۶ دوشنبه ۱۴۰۵/۲/۷	شناسایی و تعیین مقدار قند در مان ترنجبین	دکتر مجاب
سوم	یکشنبه ۱۴۰۵/۲/۱۳ دوشنبه ۱۴۰۵/۲/۱۴	استخراج اسیدسیتریک از آبلیمو	دکتر اسماعیلی
سوم	شنبه ۱۴۰۵/۲/۱۹ یکشنبه ۱۴۰۵/۲/۲۰ دوشنبه ۱۴۰۵/۲/۲۱	استخراج اسیدسیتریک از آبلیمو	دکتر اسماعیلی
چهارم	یکشنبه ۱۴۰۵/۲/۲۷ دوشنبه ۱۴۰۵/۲/۲۸	استخراج و تعیین مقدار و شناسایی اجزاء اسانس رازیانه	دکتر مصدق
چهارم	شنبه ۱۴۰۵/۳/۲ یکشنبه ۱۴۰۵/۳/۳ دوشنبه ۱۴۰۵/۳/۴	استخراج و تعیین مقدار و شناسایی اجزاء اسانس رازیانه	دکتر مصدق
پنجم	یکشنبه ۱۴۰۵/۳/۱۰ دوشنبه ۱۴۰۵/۳/۱۱	استخراج اسانس بابونه و تعیین مقدار کامازولن	دکتر حسین آبادی
پنجم	شنبه ۱۴۰۵/۳/۱۶ یکشنبه ۱۴۰۵/۳/۱۷ دوشنبه ۱۴۰۵/۳/۱۸	استخراج اسانس بابونه و تعیین مقدار کامازولن	دکتر حسین آبادی

